

### Item 1: Central de Posto de Enfermagem

**Descrição:** Sinaliza através de sinais sonoros e luminosos a necessidade de atendimento. O painel dispõe de de LED's que identificam os quartos com seus respectivos leitos e banheiros que possuem a estação de chamada de enfermagem. Este produto é personalizável, possuindo design único.

*Ficha técnica:*

**Elétrica:** Entrada com fonte 110/127/220 V Saída 12 Vcc (5A).

**Sinalização:** Luminoso através de Led com indicação de chamada de leito ou banheiro. E sonoro através de bipagem, com volume e frequência ajustáveis.

**Mecânica:** Montada em perfil de alumínio com pintura eletrostática na cor branca.

**Dimensões:** 370 x 230 x 25 mm

### Item 2: Sinaleiro de Porta

**Descrição:** Dispositivo de sinalização luminosa fixado acima da porta de entrada dos quartos/apartamentos, com o objetivo de promover a sinalização externa na existência de uma chamada, o que permite a visualização da equipe médica que eventualmente não está no posto de enfermagem, e sim em trânsito nos corredores.

*Ficha técnica:*

**Elétrica:** 12 Vcc (corrente contínua).

**Sinalização:** Tipo (chamadas Leito/WC) nas cores branco, vermelho, azul ou verde.

**Mecânica:** Montado em Plástico ABS na cor branco.

### Item 3: Estação de Chamada de Enfermagem

**Descrição:** Dispositivo responsável por iniciar o processo de chamada. É acionado pelo paciente no momento em que deseja auxílio dos enfermeiros. Pode ser fixado na cabeceira dos leitos e também nos banheiros.

Detém botão de desligamento da chamada, desta forma, garante o atendimento, pois será necessário deslocar-se até o paciente para que a sinalização seja interrompida. Com a realização do atendimento, o profissional deve acionar o botão de desligamento do sistema, o que automaticamente desligará o sinaleiro de porta e a central do posto de enfermagem.

*Ficha técnica:*

**Elétrica:** 12 Vcc (corrente contínua).

